



Informační leták

Cističí roztok All-in-One s Vitamínovým Komplexem pro měkké kontaktní čočky. Určeno k čištění, odstranění proteinových usazenin, dezinfekci, uložení, hydrataci, oplachování a péči o oči. Unicare Vita+ All-in-One s Vitamínovým Komplexem čistí a dezinfikuje všechny měkké kontaktní čočky, chrání a podporuje fyzickou kondici očí při nošení kontaktních čoček díky pomalému působení účinného Vitamínového Komplexu. Složky: účinné složky: Poloxamin, Dexpanthenol 2%, polyhexanid 0,0001 % Pro kontaktní čočky; kontaktní čočky se důkladně vyčistí a zároveň vydezinfikují. Poloxamin se stará o odstranění proteinových usazenin na čočkách a má také změkčující účinek na vaše oči.

Pokyny k použití:

- Před použitím kontaktních čoček si omýjte a opláchněte ruce.
- Bezpečnostní uzávěr se otevře otočením víčka. - Vyměňte kontaktní čočku z očí, vyčistěte ji s Unicare Vita+ All-in-One a umístěte ji do pouzdra na čočky.
- Tento postup opakujte i u druhé čočky. - Pouzdro na čočky naplňte až po značku přípravkem Unicare Vita+ All-in-One. - Pro dezinfekci a/nebo uložení čoček je ponechte nejméně 4 hodiny nebo přes noc pouzdro na čočky. - Po dezinfekci čočky vypláchněte s Unicare Vita+ All-in-One a nasadte si je.
- Vyprázdněte pouzdro na čočky, opláchněte jej a nechte uschnout. - Aby s zabránilo znečištění tekutiny, nesahajte rukou na kapátko. - Po použití láhev ihned uzavřete.

Varování:

- Chraňte před dětmi. - Otevřenou láhev spotřebujte do 60 dnů. - Nepoužívejte po datu skončení použitelnosti. - Zkontrolujte, zda je bezpečnostní uzávěr neporušen. - Láhev skladujte při teplotě mezi 4 °C a 25 °C. - Po použití láhev ihned uzavřete. - Nesahajte na kapátko láhve.
- Chraňte před dětmi. - Máte-li předepsané oční léky, před použitím se poraďte se svým lékařem nebo odborníkem ohledně kombinace léku a kontaktních čoček. Vedlejší účinky: nepoužívejte Unicare Vita+ fluid v případě přecitlivělosti na jednotlivé složky.



Melleson Pharma, NL-4817 ZH 7384 Breda, info@melleson.nl, www.unicare-info.nl



Informačný leták

Cistiaci roztok všetko v jednom s Vitamínovým Komplexom pre mäkké kontaktné šošovky Na čistenie, odstraňovanie proteinových usadenín, uskladnenie, zvlhčovanie, preplachovanie a starostlivosť o oko. Unicare Vita+ všetko v jednom s Vitamínovým Komplexom čistí a dezinfikuje všetky mäkké kontaktné šošovky a chráni a podporuje fyzickú kondíciu oka pomalým uvoľňovaním aktívneho Vitamínového Komplexu počas nosenia šošoviek. Ingrediencie: aktívne ingrediencie: Poloxamin, Dexpanthenol 2%, polyhexanid 0,0001 % Pre kontaktné šošovky; kontaktné šošovky sa riadne vyčistia a dezinfikujú v jednom kroku. Poloxamin dáva pozor na odstránenie proteinových usadenín na šošovkách a na vaše oči má tiež zmäkčujúci efekt.

Návod na použitie:

- Pred použitím kontaktných šošoviek si umyte a opláchnite ruky. - Záručné tesnenie otvoríte pokrútením uzáveru. - Vyberte si z oka šošovku, umyte ju pomocou Unicare Vita+ všetko v jednom a dajte ju do puzdra na šošovky.
- Tento postup zopakujte s druhou šošovkou. - Puzdro na šošovku naplňte pomocou Unicare Vita+ všetko v jednom až po značku. - Kvôli dezinfekcii alebo odloženiu dajte šošovky minimálne na 4 hodiny alebo na noc do puzdra na šošovky. - Po dezinfekcii prepláchnite šošovky pomocou Unicare Vita+ všetko v jednom a nasadte si ich. - Prázdne pouzdro na šošovky prepláchnite a nechaťe vyschnúť. - Kvapkadla sa nedotýkajte, aby ste predišli znečisteniu kvapaliny. - Flašu okamžite po použití okamžite zatvorte.

Varovanie:

- Uchovajte mimo dosahu detí. - Otvorenú fľašu použite do 60 dní. - Nepoužívajte po dátume expirácie. - Skontrolujte, či je záručné tesnenie neporušené. - Flašu skladujte pri teplote medzi 4 °C a 25 °C. - Po použití flašu okamžite zatvorte. - Kvapkadla na flašu sa nedotýkajte. - Uchovajte mimo dosahu detí. - Ak máte predpísané očné lieky, konzultujte so svojim lekárom alebo odborníkom pred použitím liečivých kombinácií s kontaktnými šošovkami. Vedľajšie účinky: Unicare Vita+ tekutinu nepoužívajte v prípade, že vám niektorá z ingrediencií spôsobuje podráždenie. Návod na použitie: Ďalšie varovania a pokyny na používanie nájdete v informačnom letáku.



Melleson Pharma, NL-4817 ZH 7384 Breda, info@melleson.nl, www.unicare-info.nl



Betegájékoztató

All-in-One tisztítóoldat lágyszemlencsékhez Vitamin Komplexummal Tisztítósra, a fehérejerakódások eltávolítására, fertőtlenítésre, tárolásra, hidratálásra, öblítésre és a szem ápolására. Az Unicare Vita+ All-in-One Vitaminkomplexummal alkalmas valamennyi lágyszemlencsét tisztításra és fertőtlenítésre, továbbá védi és óvja a szem fizikai állapotát. Összetevők: aktív összetevők: poloxamin, Dexpanthenol 2%, polyhexanid 0,0001% Kontaktlencséhez: a kontaktlencsét alaposan tisztítja és fertőtleníti egyetlen lépésben. A poloxamin eltávolítja a fehérejerakódásokat és a szemre nyugtató hatást gyakorol.

Használati útmutató:

- A kontaktlencsét használata előtt mossa meg és öblítse le kezeit. - A kupak elfordításával a biztonságzi zárr kinyílik. - Tívolítsa el szeméről a kontaktlencsét és tisztítsa meg az Unicare Vita+ All-in-One oldattal, majd tegye a kontaktlencsét tartóba. - Ismételje meg a műveletet a másik kontaktlencsével. - Töltse fel a kontaktlencsét tartót a jelzésig az Unicare Vita+ All-in-One oldattal. - Fertőtlenítéshez, és/vagy a lencsék tárolásához tegye a lencséket legalább 4 órára, vagy éjszákára a kontaktlencsét tartóba. - Fertőtlenítés követően öblítse le a kontaktlencsét az Unicare Vita+ All-in-One oldattal, majd tegye be. - Őrítse ki a kontaktlencsét tartót, öblítse ki, majd hagyja megszáradni. - A folyadék szennyeződésnek elkerülése érdekében ne érintse meg a flakon cseppentőjét. - Használatot követően azonnal zárja vissza a flakont.

Figyelmeztetés:

- Gyermektől elzárva tartandó. - A felbontott flakont 60 napon belül használja el. - A lejárti időt követően ne használja. - Ellenőrizze a biztonságzi zárr fólia épségét. - A flakont 4°C és 25°C közötti hőmérsékleten tárolja. - Használatot követően azonnal zárja vissza a flakont. - Ne érintse meg a flakon cseppentőjét. - Gyermektől elzárva tartandó. - Amennyiben az orvos szemészeti gyógykészítmény használatát írta elő, kérjük, kérje ki orvosa vagy szakember véleményét a gyógykészítmény kontaktlencséveli használatáról. Mellékhatások: Ne használja az Unicare Vita+ folyadékot a készítmény valamelyik összetevőjével szembeni túlérzékenység esetén.



Melleson Pharma, NL-4817 ZH 7384 Breda, info@melleson.nl, www.unicare-info.nl



Ulotka informacyjna

Zawierający zestaw Witamin roztwór All-in-One („wszystko w jednym”) do czyszczenia miękkich soczewek kontaktowych Do czyszczenia, usuwania pozostałości protein, dezynfekcji, przechowywania, nawilżania, płukania i ochrony warunku. Produkty Unicare Vita+ All-in-One z zestawem Witamin jest przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji wszystkich miękkich soczewek kontaktowych i poprawia stan wzroku, dzięki stopniowemu uwalnianiu aktywnych Witamin podczas noszenia szkieł. Składniki: składniki aktywne: poloxamina, Dexpanthenol 2%, polihexanid 0,0001% Do soczewek kontaktowych: soczewki jest jednocześnie dokładnie czyszczona i dezynfekowana. Poloxamina usuwa z soczewek pozostałości protein i posiada łagodzący wpływ dla oczu.

Wskazówki dotyczące użytkowania:

- Przed użyciem soczewek kontaktowych należy umyć i opłukać ręce. - Przekręcając naklejkę powoduje otwarcie pierścienia gwarancyjnego. - Po wyjęciu soczewki z oka należy oczyścić ją produktem Unicare Vita+ All-in-One i umieścić w pojemniku przeznaczonym do tego celu. - Powtórzyc tę samą czynność z drugą soczewką. - Wypełnić pojemnik na soczewki płynem Unicare Vita+ All-in-One, aż poziom płynu osiągnie oznaczenie. - W celu dezynfekcji i/lub przechowywania, soczewki powinny zostać umieszczone w pojemniku przeznaczonym do tego celu na co najmniej 4 godziny lub na noc. - Po dezynfekowaniu, należy wypłukać soczewki produktem Unicare Vita+ All-in-One i odłożyć. - Opróżnić pojemnik na soczewki, wypłukać i pozostawić do wyschnięcia. - Aby zapobiec zanieczyszczeniu płynu, nie należy dotykać kropielnicza. - Zamknąć butelkę natychmiast po użyciu.

Uwaga:

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. - Po otwarciu, zawartość butelki powinna zostać zużyta w czasie 60 dni. - Nie używać, jeśli termin przydatności został przekroczony. - Sprawdzić, czy pierścień gwarancyjny nie jest naruszony. - Butelka powinna być przechowywana w temperaturze od 4°C do 25°C. - Zamknij butelkę natychmiast po użyciu. - Nie dotykać kropielnicza butelki. - Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. - W razie używania jakichkolwiek leków do oczu, należy skonsultować się z lekarzem specjalistą przed równoczesnym korzystaniem z soczewek kontaktowych. Skutki uboczne: nie używać Unicare Vita+ w razie uczulenia na jeden ze składników.



Melleson Pharma, NL-4817 ZH 7384 Breda, info@melleson.nl, www.unicare-info.nl