

Symflora® Baby Probiotica



Gebruik mama

Los de inhoud van een sachet op in circa 100 ml handwarm water. Laat ongeveer 10 tot 15 minuten staan. Voor inname goed roeren.*

* 1-3 sachets per dag. De aanbevolen dosering niet overschrijden.



Gebruik baby

Los de inhoud van een sachet op in circa 10 ml handwarm water, flesvoeding of borstmelk. Laat ongeveer 10 tot 15 minuten staan. Voor inname goed roeren.*



Smeer de tepelhof in met een beetje moedermelk. Breng de inhoud van het sachet aan op de tepelhof. Geef de baby vervolgens borstvoeding.*

GEUR- & SMAAKLOOS

Voedingssupplement
Een gezonde levensstijl is belangrijk, evenals een gevarieerde evenwichtige voeding, waarvoor voedings-supplementen geen vervanging zijn.

De kracht van Symflora® Baby



Hoge metabole activiteit

Op alle niveaus binnen de spijsvertering



Makkelijk in gebruik

Toe te voegen aan flesvoeding of gekolfde borstvoeding



Vier probiotica stammen

Combinatie onderbouwd door wetenschap



Groot overlevingspercentage probiotica

Na 24 uur in verteringsgestel



PROBIOACT® Technologie

Voeding voor betere stabiliteit, overleving en activiteit probiotica



baby



Symflora® Baby Probiotica

Voor moeder & baby

30 SACHETS

- Ingrediënten** rijstzetmeel, maltodextrine, Bacteriële stammen.
- Bewaren** Droog en op kamertemperatuur (15-25°C) bewaren. Buiten bereik en zicht van jonge kinderen houden.
- Dit product bevat geen** GMO, gluten, gist, lactose, suiker, kunstmatige kleurstoffen, smaakstoffen of conserveringsmiddelen.



Samenstelling per dosering (1 sachet à 1 gram):	
1 x 10⁸ KVE* van de volgende stammen:	
Bifidobacterium animalis (W12)	
Bifidobacterium breve (W25)	
Bifidobacterium lactis (W51)	
Bifidobacterium longum (W108)	

*KVE: kolonievormende eenheden

30 g



SYMFLORA® BABY PROBIOTICA IS SAMENGESTELD DOOR:
VITAKRUID BV, JACOBUS SPIJKERDREEF 430, 2132 PZ HOOFDDORP, NL
VITAKRUID.NL KLANTENSERVICE: 085 210 43 00

Ten minste houdbaar tot einde & batchnummer

